

AUDIOLOGIC TTS 3

SINTESI VOCALE SOFTWARE PER PC

DESCRIZIONE

Audiologic TTS 3 è la sintesi vocale software sviluppata da Audiologic che garantisce prestazioni elevate e soprattutto una voce di alta qualità dalle caratteristiche di intellegibilità uniche.

La sintesi TTS 3 è in grado di funzionare in ambiente Windows 98, ME, 2000, NT, XP Home/Pro, Vista, Seven, 8, 10 ed in combinazione con vari programmi per non vedenti.

La sintesi TTS 3 può essere utilizzata anche all'interno di una finestra DOS con il programma Parla, grazie ad una apposita interfaccia sviluppata da Audiologic.

La sintesi vocale TTS 3 può essere inoltre personalizzata dall'utente con l'inserimento delle proprie eccezioni di pronuncia.

La sintesi utilizza la scheda audio del PC, e non necessita per funzionare di periferiche esterne come Audiobox o interne come Audioboard, né richiede dispositivi di protezione hardware.

La sintesi viene fornita su CD e può essere installata in modo residente su un numero massimo di 5 computer, coprendo quindi tutte le esigenze di utilizzo sia a casa che al lavoro o a scuola.

Assieme alla sintesi TTS 3 nel CD è presente anche NVDA, software open source di esplorazione schermo per Windows, e la sintesi multilingue eSpeak.

La sintesi TTS3 è compatibile con lo screen reader Jaws, col software di riconoscimento testi Audioscan, col programma Winguido, con lo screen reader Dolphin Screen Reader e con i programmi di ingrandimento con supporto di sintesi vocale Supernova Ingranditore Vocale e Supernova Ingranditore e Screen Reader.

REQUISITI

- PC con processore Pentium o superiore e scheda audio
- Almeno 512 MB di RAM
- Sistema operativo Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/Seven/8/10 (32 e 64 bit)
- Fornito su CD con fino a 5 installazioni utilizzabili
- Completo di screen reader NVDA open source
- Compatibile con lo screen reader Jaws (non 64 bit), il programma Winguido e il software di riconoscimento testi Audioscan

AUDIOLOGIC

Via N. Tommaseo, 94 - 35131 PADOVA ITALY - Tel. 049-8074811 - Fax 049-8074810
web: www.audiologic.it - e-mail: info@audiologic.it
